

Immagine prodotto	
Nome Commerciale	Protex® Pro Disinfettante Spray
Produttore	Parker Laboratories Inc. 286 Eldridge Road Fairfield NJ 07004 U.S.A.
Codice Identificativo	43-32 spray
Confezionamento	43-32 spray – contenitore da 500 ml – cf da 6 pz.
Destinazione d'uso	Spray disinfettante per sonde ecografiche, superfici e dispositivi medici (consultare le IFU per maggiori dettagli)
Caratteristiche principali	Il disinfettante Protex Pro è indicato per la pulizia e la disinfezione di superfici dure di dispositivi medici non invasivi, non critici e non illuminati. Efficace contro batteri, lieviti e funghi e distrugge anche DNA e l'RNA (della superficie cutanea) su trasduttori ed ecografi, i poli IV, i monitor, le tastiere, i ripiani e i supporti per le sonde. Disinfetta in 5 minuti e comincia ad agire immediatamente al contatto.
Composizione lattice	Il prodotto è privo di lattice sia nei componenti che nel confezionamento. Il prodotto è da considerarsi latex free.
Principi attivi	Didecil dimetil ammonio cloruro – Alchildimetil benzil ammonio cloruro – Polesametilene biguanide
Prestazione come biocida	Distrugge DNA e l'RNA ed è efficace contro i seguenti microorganismi problematici: Candida albicans, Trichophyton interdigitale, Acinetobacter baumannii, Campylobacter jejuni, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Escherichia coli, klebsiella

	pneumoniae, Staphilococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia, Streptococcus equi, Enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE), Enterococcus faecium Manipolazione
Metodo di sterilizzazione	Prodotto non sterile
Etichettatura	Sul confezionamento primario e secondario vengono riportate tutte le informazioni previste al punto 13 allegato 1 Direttiva CE 93/42 Dlgs 46/97
Marchio CE	CE 2797 – n° 615075
Classe di appartenenza	IIA
Codice CND	43-32 – D99
Codice Repertorio	43-32 – 19633123
Avvertenze particolari	Contiene cloridrato biguanide polimerico. Può provocare una reazione allergica. Provoca grave irritazione oculare. Durante l'utilizzo indossare guanti ed oculari protettivi
Conservazione	Conservare il prodotto all'interno dell'intervallo di temperatura specificato. Una volta aperto, utilizzare entro sei settimane. Smaltire se non è stato utilizzato.