

Scheda tecnica



CAMICE IDROREPELENTE MONOUSO TNT 30GR

Articolo	C-TNT30-MU
Materiale	TNT tessuto non tessuto 30 gr/mq
Mat. Accessori	strept, elastico
Lavorazione	Cucito
Colori	Bianco
Taglie	S-M-L
Confezionamento	Scatole da 100 pezzi, imbustati singolarmente
Classificazione	Dispositivo di protezione individuale - Cat 1 (all.I reg.2016/425)
Marcatura	CE



TAGLIE misure (in cm)

	S	M	L
Circonferenza torace (riferimento)	86-94	94-102	102-110
Lunghezza	158-166	166-174	174-182

SIVIMA S.r.l. - Sede: Via Antonio Cantore, 128/130 - 55100 Lucca - C.F. e P.IVA 02382060461
Assistenza Tecnica: Via Reginaldo Giuliani, 156/R - 50141 - Firenze
Tel.: 0583 426115 - Fax: 0583 1880003 - www.sivima.com - info@sivima.com